

Guida alla scelta dei processatori di tessuto

I processatori Histo-Line vi aiuteranno ad aumentare contemporaneamente la qualità e la produttività grazie ad affidabilità e protezione dei tessuti.

Quindi, scegliete lo strumento giusto per il vostro carico di lavoro per massimizzare l'efficienza e proteggere i tessuti.



Peculiarità	HP 300	Pro 300	Pro 200	ATP1000	STP250-V	STP250
Capacità	~300	~300	~200	~150	~100	~100
Programmi	100	20	20	6	10	10
A pavimento	X	X	X			
Da tavolo				X	X	X
Sotto vuoto	X	X	X		X	
Monitor touch screen LCD	X	X	X	X	X	X
Modalità di agitazione	X	X	X		X	X
Controllo con microprocessore	X	X	X	X	X	X
Filtro a tanica a carboni attivi	X	X	X			
Filtro a carboni attivi				X	X	X
Programmabile	X	X	X	X	X	X
Sistema di allarme	X	X	X	X	X	X
Controllo di livello reagenti	X	X	X		X	X
Gestione dei Reagenti (RMS)	X	X	X	X	X	X
Controllo remoto	X					
Sensori ad ultrasuoni a tre livelli	X					
Diagnosi iniziale	X					
Gestione utenti	X					

La nostra gamma di strumenti atta alla processazione vi aiuta a gestire la routine quotidiana per completare i carichi di lavoro, stabilire tempi di risposta più brevi e migliorare l'efficienza e la qualità del laboratorio.

Supporto Tecnico



Histo-Line offre un'assistenza tecnica completa in remoto (telefonicamente o tramite le piattaforme di videochiamata) o in loco per trovare qualsiasi soluzione su misura per te in tempi rapidi.



Il nostro aiuto ai tecnici di Anatomia Patologica è costante per offrire loro il miglior servizio. Hai dubbi su un prodotto? Necessiti di approfondimento? Hai bisogno di assistenza specialistica su un processo o protocollo in particolare? Contattaci per un supporto in tempo reale.
Email: specialist@histoline.com